



Lifter ce qui se relâche, un cou, des bajoues, des pommettes, des sourcils en quelques dizaines de minutes en cabinet médical. Sous anesthésie locale

Les fils tenseurs résorbables double needle Happy Lift sont composés d'acide polylactique utilisé depuis plus de 15 ans en médecine esthétique et de caprolactone utilisé aussi depuis des années en chirurgie, ce sont donc des composants médicaux connus et 100% résorbables.

Le fait que ces fils tenseurs soient résorbables est une sécurité de plus qui vous permet de ne pas vous retrouver avec du matériel sous la peau jusqu'à la fin de vos jours avec des possibles réactions inflammatoires ou des rejet.

**Comment se posent les fils tenseurs résorbables ?** En cabinet médical, une anesthésie locale est réalisée, le médecin place ces fils dans la peau ou juste en dessous, de façon superficielle. Le fil est relié à une aiguille à chacune de ses extrémités permettant de le glisser sous la peau, il possède de petits crans pour son accroche dans ou sous la peau.

**On obtient immédiatement** un effet lifting sans volume. Juste après l'acte vous obtenez une amélioration de la remise en tension cutanée. Cet effet lifting s'accroît dans les 2 à 4 mois suivants, ceci grâce à l'effet de stimulation cutanée des composants des fils tenseurs.

**Quels sont les inconvénients** Tout acte médical présente un risque, mais celui présenté par les fils tenseurs résorbables est très faible, il s'agit surtout d'ecchymoses, d'un très léger gonflement passager. Les composants ne sont pas allergisants mais en cas de réaction ils sont résorbables. Sinon dans les risques très rares il y a essentiellement l'infection, la lésion vasculaire et théoriquement (car jamais répertoriée) nerveuse.

